

VA Vitassay

identifying pathogens worldwide



VA Vitassay

NUESTRA COMPAÑÍA

¿QUIÉNES SOMOS?

Vitassay Healthcare


Desde 2015 nos hemos enfocado en mejorar la salud global, proporcionando soluciones de confianza para profesionales sanitarios con el menor impacto medioambiental.

Además, estamos comprometidos en ofrecer productos accesibles de alta calidad para la **detección de patógenos y biomarcadores**. Fabricados bajo estrictos controles de calidad y la normativa **ISO 13485**, los ensayos Vitassay son el resultado del esfuerzo conjunto de I+D y la experiencia de nuestros usuarios.

Basados en un diseño de fácil manejo, nuestras pruebas proporcionan resultados rápidos y robustos, teniendo como objetivo final la mejora de la calidad de vida.

10 AÑOS CONTIGO

¡Brindemos por una nueva década más!



PRODUCTOS PARA MEJORAR LA SALUD GLOBAL

RAPID TEST

- Muestras fecales: infecciones gastrointestinales y marcadores tumorales
- Muestras de Orina • Muestras respiratorias

REAL-TIME PCR

- Sistema Respiratorio • Tracto Gastrointestinal • Enfermedades Tropicales/Transmitidas por Vectores • Infecciones de Transmisión Sexual • Resistencia Antimicrobiana
- Pacientes Inmunocomprometidos

TURBIDIMETRY

- Detección cuantitativa de marcadores inflamatorios y tumorales



VISIÓN

Proporcionar herramientas idóneas para mejorar la salud en todo el mundo.



MISIÓN

Ser una compañía de referencia mundial especializada en productos de diagnóstico rápido y eficaces.



FORTALEZAS

Ofrecer atención personalizada y aunar esfuerzos para identificar necesidades y ofrecer apoyo en todo momento.

VITASSAY RAPID TEST



Fecal

Bacteria Carcasa Simple X25

7355020	H. pylori
7355026	E. coli
7355028	Campylobacter
7355029	Salmonella
7355030	Salmonella typhi
7355022	Clostridium difficile antigen GDH

Bacteria Carcasa doble X25

7455021	H. pylori + Transferrin
7455023	Clostridium difficile Toxin A + B
7455027	EHEC VT1 + VT2
7455031	Salmonella typhi + paratyphi
7455032	Yersinia enterocolitica O:3 + O:9

Parásitos Carcasa Simple X25

7355033	Crypto
7355034	Giardia
7355036	Entamoeba

Parásitos Carcasa Doble X25

7455035	Crypto + Giardia
---------	------------------

Virus Carcasa Simple X25

7355009	Adenovirus
7355008	Rotavirus
7355011	Astrovirus
7355013	Norovirus
7355018	Enterovirus

Virus Carcasa Doble X25

7455010	Rotavirus + Adenovirus
7455014	Norovirus GI + GII
7455015	Rotavirus + Norovirus

Orina

Carcasa Simple X25

7355047	Strep. pneumoniae
7355044	Legionella

Carcasa Doble X25


7455049	Strep. pneumoniae + Legionella
---------	--------------------------------

PROCESO MUESTRA FECAL

01 Tome la muestra



02 Cierre y Agite



03 Rompa la tapa



04 Dispense 4 gotas



05 Espere 10 minutos



RESULTADOS

+ Positivo



- Negativo



x Inválido



Marcadores TumoralesCarcasa Simple  X25

7355001 FOB

7355004 Calprotectin

7355046 Lactoferrin

Carcasa Doble  X25

7455002 FOB 50 + 200

7455003 FOB + Transferrin

7455005 Calprotectin 50 + 200

7455006 Calprotectin + Lactoferrin

RespiratorioCarcasa Simple  X25

7355038 Strep A

7355039 RSV

7355040 Adenovirus Resp.

7355052 SARS-CoV-2

Carcasa Doble  X25

7455041 RSV + Adenovirus Resp.

7455042 Influenza A + B

TODO EN UNO**Fecal**Bacteria Multitest  X10

7715024 Clostridium difficile GDH + Toxin A + B (3 en 1)

Párasitos Multitest  X10

7715037 Crypto + Giardia + Entamoeba (3 en 1)

Virus Multitest  X10

7715012 Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus (3 en 1)


7715016 Rotavirus + Adenovirus + Norovirus (3 en 1)

7715017 Rota + Adeno + Astro + Noro (4 en 1)

7715050 Rota + Adeno + Astro + Noro + Entero (5 en 1)

Respiratorio X10

7715043 Influenza A + B + RSV + Adenovirus (4 en 1)

7715053 SARS-CoV-2 + Influenza A + B + RSV
+ Adenovirus (5 en 1)**PROCESO MUESTRA FECAL****01 Tome la muestra****02 Cierre y Agite****03 Introduzca el vial****04 Gire la tapa****05 Espere 10 minutos****RESULTADOS****+ Positivo****- Negativo****✗ Inválido**

VITASSAY REAL-TIME PCR

Los ensayos Vitassay qPCR son tus mejores aliados en el diagnóstico molecular.

- Master mix liofilizada con todos los ingredientes para una exitosa PCR/RT-PCR.
- Almacenaje y transporte a temperatura ambiente.
- Larga vida útil: >12 meses.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de detección de PCR a tiempo real.



PROCESO

01 Reconstituya la mezcla



02 Añada la muestra



03 Cierre la tapa




Fugi

04 Introduzca en el termociclador



05 Lea los resultados



DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACIÓN

Contáctanos para conocer más y recibir asesoramiento personalizado.

Tracto Respiratorio - Bacteria

	Vitassay qPCR	Diana
7041019	<i>L. pneumophila</i>	<i>Legionella pneumophila</i>
7041020	<i>Bordetella pertussis</i> + <i>B. parapertussis</i> + <i>B. holmesii</i>	<i>Bordetella pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i> , <i>B. holmesii</i>
7041048	MTBC/NTM	<i>M. tuberculosis</i> , <i>M. tuberculosis</i> Complex, Micobacterias no tuberculosas
7041049	Primary Atypical Pneumonia	<i>C. pneumoniae</i> , <i>M. pneumonia</i> , <i>L. pneumophila</i>
7041065	HSM	<i>H. influenzae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>M. catarrhalis</i>
7041071	MTB complex	<i>M. tuberculosis</i> Complex

Tracto Respiratorio - Virus

7041021	Flu A + Flu B	Influenza A, Influenza B
7041022	RSV A + RSV B	RSV A, RSV B
7041023	Bocavirus	Bocavirus
7041024	Metapneumovirus	Metapneumovirus
7041025	Parainfluenza 1/3+2/4	Parainfluenza virus tipos 1, 2, 3, 4
7041027	Flu A + Flu B + RSV	Influenza A, Influenza B, Virus Respiratorio Sincitial A/B
7041028	AMB	Adenovirus, Metapneumovirus, Bocavirus
7041031	Tipo I / Flu	Influenza A (H1N1)pdm09, H3N2
7041032	Tipo II / Flu	Influenza A (H1N1)pdm09, H3N2, H5N1, H7N9
7041040	HCoV	Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1
7041041	Rhinovirus & Enterovirus	Rhinovirus, Enterovirus
7091046	SARS-CoV-2	SARS-CoV-2 (<i>ORF1ab</i> y <i>N</i> genes)
7091052	Flu + RSV + SARS CoV-2 N1/N2	Influenza A/B, RSV A/B, SARS-CoV-2 (<i>N1/N2</i> genes)
7091054	SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B	SARS-CoV-2 (<i>N1/N2</i>), Influenza A, Influenza B
7091060	SARS-CoV-2 (<i>ORF1ab</i> , <i>E</i> & <i>N</i>)	<i>ORF1ab</i> , <i>E</i> , <i>N</i>

Tracto Respiratorio - Hongos

7041026	<i>Pneumocystis jirovecii</i>	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (cuantitativo)
7041076	Aspergillosis	<i>A. fumigatus</i> , <i>A. flavus</i> y <i>A. terreus</i>

Complete su ensayo con:

Vitassay Microorganism-NA isolation kit.

Kit de extracción de ácidos nucleicos diseñado para ser utilizado en equipos automáticos basados en la tecnología de purificación mediante partículas magnéticas.

Ref. 7071001

Enfermedades Tropicales & Transmitidas por Vectores

	Vitassay qPCR	Diana
7041001	Chikungunya	Chikungunya virus
7041002	Dengue	Dengue virus
7041003	Zika	Zika virus
7041004	West Nile	West Nile virus
7041005	Zika+Dengue+Chikungunya	Zika virus, Dengue virus, Chikungunya virus
7041006	Dengue 1+2+3+4	Dengue virus tipo 1, 2, 3, 4
7041050	Malaria 5	<i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. knowlesi</i>
7041053	MAYV	Mayaro virus
7041038	Japanese Encephalitis	Virus de la Encefalitis Japonesa
7041062	Tick Borne Disease	<i>Borrelia</i> , <i>Coxiella</i> , <i>Anaplasma</i> + <i>Babesia</i> , <i>Rickettsia</i> , <i>Ehrlichia</i> +TBEV

Tracto Gastrointestinal - Bacteria

7041007	H.Pylori	<i>Helicobacter pylori</i>
7041008	Clostridium difficile	<i>Clostridium difficile</i>
7041009	Clostridium difficile toxins A/B	<i>Clostridium difficile</i> toxin A/B
7041042	Clostridium difficile toxins A+B	<i>Clostridium difficile</i> toxin A, toxin B
7041010	Campylobacter + Salmonella + Shigella/EIEC	<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> /EIEC
7041011	Campylobacter + Salmonella + Yersinia enterocolitica	<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i>
7041059	EHEC, EPEC & EIEC	<i>E. coli</i> Enterohemorrágica(EHEC), <i>E. coli</i> productora de Shiga-toxin (STEC), <i>E. coli</i> enteropatógena (EPEC), <i>E. coli</i> enteroinvasiva (EIEC)
7041064	E. coli pathotipos	<i>E. coli</i> (EHEC), <i>E. coli</i> productora de Shiga-toxin (STEC), <i>E. coli</i> Enteropatógena(EPEC), <i>E. coli</i> Enteroinvasiva (EIEC)/ <i>Shigella</i> , <i>E. coli</i> Enterotoxigénica

Tracto Gastrointestinal - Virus

7041013	Adenovirus	Adenovirus
7041014	Astrovirus	Astrovirus
7041015	Norovirus GI	Norovirus GI
7041016	Norovirus GII	Norovirus GII
7041017	Rotavirus	Rotavirus
7041018	Sapovirus	Sapovirus
7041070	Noro (I&II)	Norovirus GI, Norovirus GII

Tracto Gastrointestinal - Parásitos

	Vitassay qPCR	Diana
7041012	Cryptosporidium+Entamoeba histolytica+Giardia lamblia	<i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Giardia lamblia</i>
7041029	Dientamoeba fragilis	<i>Dientamoeba fragilis</i>
7041030	Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis	<i>Blastocystis hominis</i> , <i>Dientamoeba fragilis</i>

Infecciones de Transmisión Sexual

7041035	Sexually Transmitted Infections	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i>
7041036	Genital ulcer	HSV-1, HSV-2, <i>Treponema pallidum</i>
7041037	HPV (16+18)	HPV 16, HPV 18
7041051	Vaginosis	<i>C. albicans</i> , <i>G. vaginalis</i> , <i>T. vaginalis</i>
7041063	High-Risk HPVs	HPV 16, HPV 18, HPV 35/58/66, HPV 33/45/51, HPV 52/59/68, HPV 31/39/56
7041080	MonkeyPox	MonkeyPox Virus

Resistencia Antimicrobiana

7041034	H. pylori ClariRes	<i>H. pylori</i> Resistente a claritromicina, <i>H. pylori</i> silvestre
7041043	Vancomycin Resistance	<i>VanA</i> , <i>VanB</i>
7041057	Carbapenemase-generating Enterobacteriaceae	<i>NDM</i> , <i>VIM</i> , <i>OXA-48</i> , <i>OXA-48-like</i> , <i>KPC</i> , <i>IMP</i>
7041066	MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (MRSA), <i>S. aureus</i> sensible a meticilina (MSSA), <i>Staphylococci coagulasa</i> -negativos resistentes a meticilina (MRCoNS)
7041068	NG CiproRes	<i>N. gonorrhoeae</i> , <i>gyrA</i> silvestre, <i>gyrA</i> mutante (resistente a ciprofloxacino)
7041069	β-lactamases + Colistin resistance	<i>blaCTX</i> , <i>blaTEM</i> , <i>blaSHV</i> , <i>mcr-1</i>
7041077	Macrolide Res- 23S rRNA Mutations	Mutaciones en el 23S rRNA de <i>M. genitalium</i> asociadas a resistencia a macrólidos

Pacientes Inmunocomprometidos

7041045	Viral Meningitis	HSV-1, HSV-2, Varicella Zoster Virus
7041047	BK & JC	BK Virus, JC Virus
7041067	Human Herpes Virus	HHV-6, HHV-7, HHV-8
7041072	BK (q)	BK Virus (cuantitativo)
7041075	Entero + Parecho + Parotitis	Enterovirus, Parechovirus, Virus de las paperas
7041073	Gram-negative Nosocomial Agents I	<i>E. coli</i> , <i>A. baumannii</i> , <i>Enterobacter</i> spp.
7041074	Gram-negative Nosocomial Agents II	<i>K.pneumoniae</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>P. mirabilis</i>

VITASSAY TURBIDIMETRY

La turbidimetría es la técnica cuantitativa perfecta para analizar muestras de manera simultánea, tanto en el diagnóstico de rutina como en el seguimiento de pacientes.

Los cribados y la detección temprana de biomarcadores son esenciales para un pronóstico favorable en el paciente, y un inicio temprano del tratamiento. Vitassay Turbidimetry, la solución inteligente para la salud global.

Turbidimetry Kits

- 7115001** FOB Turbidimetric Assay.
7115001-100V FOB Turbidimetry vial (100 pc).
- 7115002** Calprotectin Turbidimetric Assay.
7115001-100V Calprotectin Turbidimetry vial (100 pc).
- 7115004** Transferrin Turbidimetric Assay.
7115001-100V Transferrin Turbidimetry vial (100pc).
- 7115005** Elastase Turbidimetric Assay.
7115001-100V Elastase Turbidimetry Kit vial (100pc).



VENTAJAS

Sistema 100% automatizado de fácil interpretación.

PROCESO

01 Abra el vial de muestra




02 Recoja la muestra




03 Homogenice y centrifugue



04 Analice la muestra



05 Interprete los resultados



VA Vitassay



¿DÓNDE
ESTAMOS?
España


En Vitassay estamos al servicio del cliente. Desde 2015, hemos hecho llegar nuestros productos a cada rincón del planeta, gracias a visitas a **laboratorios** junto a nuestros **distribuidores, seminarios y ferias**.

VA RAPID TEST

- Temperatura ambiente
- Resultado rápido
- Fácil interpretación
- Fácil interpretación
- Larga vida útil

VA REAL-TIME PCR

- Temperatura ambiente
- Liofilizado & listo para usar
- Fácil manejo
- Alta estabilidad
- Larga vida útil



VA TURBIDIMETRY

- Cuantitativo
- Alta estabilidad
- Múltiples muestras simultáneas



Vitassay Healthcare, S.L.U

Parque Tecnológico Walqa
Ctra. N-330 Km. 566
22197 Huesca (España)
Tel. (+34) 974 001 193

info@vitassay.com
www.vitassay.com

10
YEARS

ISO 13485 Certified

VITASSAY/GEN/Oct25
F09-83 ES Ed01